

מהדרין



матerna GOLD שלב 2

матerna гольд этап 2 в составе бд"з с
включением смеси:

- О-ММ Рецепт для новорожденных
- Пробиотик \oplus Чистые питательные вещества для укрепления иммунитета
- LC-PUFA Хомогенаты жира DHA и ARA с высокой концентрацией омега-3 и омега-6
- Нуклеотиды

• הרכב חלבון מתקדם ♀ יחס אלבומין/קזאין 40:60 עד גיל שנה

המושר זמין בארייה של 700 גרם ו- TO GO

ה-GOLD של מותג תזונת התינוקת מס' 1 בישראל* באריית To go להתנסות ראשונית | לשילוב בהזנת התינוק | לשימוש מחוץ לבית המארז מגיע מחולק למנות, כך שגם אם מזדמן לכך לעיתים הצורך באכלה מבקבוק, בין אם זה כשתינוק אצל סבתא או עם הביביסיטר או שיצאתם לטוול קטן בפארק, מארז GOLD To go הוא פתרון נוח להכנה קלה ומהירה של בקבוק בכל זמן ובכל מקום.

לחצו כאן לפרטים נוספים מטרנה To go << GOLD To go >>

מטרנה גולד שלב 2 מיוצר בישראל על בסיס חלב ישראלי ובכشرות המהודרת של BD"צ העדה החרדית ירושלים.

لتשומת לב: חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. ה-O-MH שבמוצרינו אינו מופק מחלב אם.

יש להשתמש במוצר זה רק לאחר התיעצות עם רופאה או אחות לבריאות הציבור בדבר הצורך להשתמש בו ואופן השימוש. יש להכין את המוצר בהתאם להוראות שעל גבי הארייה או לפי הוראות רופאה או אחות לבריאות הציבור

המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובל במקרה של חוסר התאמה.

*על פי נתוני סטורנקסט 2020

רשימתרכיבים

לקטו, תערובת שמנים צמחיים (מכילה מתחלב: לציטין סויה), אבקת חלב רזה (חלב ישראל), תרכיז חלבון מי גבינה, מינרלים: (טרי נתרן ציטרט, טרי סיידן פופסט, אשגן קלורייד, סיידן קרבולנט, מגנזיום סולפט, דיאשגן הידרוגן פופסט, סיידן הידרוכסיד, ברזיל סולפט, טרי אשגן ציטרט, אבץ סולפט, נחושת סולפט, מגנן סולפט, אשגן יודיד, נתרן סלנייט), LC-PUFA חומצות שומן רב בלתי רוויות

מסוג ARA - ו DHA

אוליגוסכריד: 2'FL (2-O-FucosylLactose)
 ויטמינים: (L-חומרה אסקורבית (DL- β), C - טוקופריל-אצטט (E), ניקוטינאמיד (B3), סידן-ס-פנטוונת (5B), תיאמין מונוגניראט (B1), רטיניל אצטט (A), פירידוקסין הידרוכלוריד (B6), ריבופלאבין (N), B2-פטרואיל-L-חומרה גלוטמית (חומרה פולית), פילוקוינון (D), K1-ביזטין, כולקליציפרול (D3), ציאנוקובלאמין (B12)), כוילין ביטרטראט, טאורין, אינוסיטול, נוקלאוטידים (CMP, UMP, AMP, GMP), ביפידובקטריה (B.Lactis), מעכבי חמוץ : L-אסקורביל פלמייט, תערובת טוקופרולים. נארז באווירה מבוקרת לשמירה על איכות המוצר (חנקן).

סימון תזוני

סימון תזוני		ל-100 גרם להזנה	ל-100 מ"ל מוכן לבקה
אנרגיה		67 (קלוריות)	501
סך השומנים, מתחום :		(גר")	25
חומרה שומן רוויות		(גר")	11
חומרה שומן טרנס		(גר") פחות מ-	0.5
colesterol		(מ"ג)	19
חומרה שומן לינולאית		(מ"ג)	4600
חומרה שומן ω -لينולנית		(מ"ג)	410
חומרה שומן ארכידונית (ARA)		(מ"ג)	62
DHA		(מ"ג)	62
נתרון		(מ"ג)	230
סך הפחמימות, מתחום:		(גר")	59
סוכרים*		(גר")	59
אוליגוסכריד 2FL		(גר")	0.19
חלבונים(40/40) Whey/Casein ()		(גר")	10
ויטמין A		(מק"ג) - (RE)	580
ויטמין D		(מק"ג)	9
ויטמין E		(מק"ג) - (TE)	11.5
ויטמין K		(מק"ג)	63
תיאמין (ויטמין B1)		(מ"ג)	0.8

סימון תזונתי	ויטמין B6	ויטמין B12	חומצה פולית	ויטמין C (חומצה אסקורבית)	בietenin	ויטמין B5 (חומצה פנטוטנית)	סידן	זרchan	מגנזיום	יוד	ברזיל	אבץ	סלניום	אשלגן	נחוות	מנגן	כלור	קולין	טאוריין	איןוסיטול	נווקלאוטידים	ל-100 גרם אבקה	ל-100 מ"ל מוכן להזנה
ריבופלאבין (ויטמין B2)				(מ"ג)	0.11	0.8																	
ניקוטינאמיד (ויטמין B3)				(מ"ג) - (NE)	0.7	5																	
ויטמין B6				(מ"ג)	0.09	0.65																	
חומצה פולית				(מק"ג)	17.4	130																	
ויטמין B12				(מק"ג)	0.17	1.3																	
ויטמין C (חומצה אסקורבית)				(מ"ג)	11.4	85																	
בietenin				(מק"ג)	3.2	24																	
חומצה פנטוטנית (ויטמין B5)				(מ"ג)	0.5	3.5																	
סידן				(מ"ג)	79	590																	
זרchan				(מ"ג)	43	320																	
מגנזיום				(מ"ג)	6	45																	
יוד				(מק"ג)	13.4	100																	
ברזיל				(מ"ג)	1.1	8.5																	
אבץ				(מ"ג)	0.5	3.4																	
סלניום				(מק"ג)	2.9	22																	
אשלגן				(מ"ג)	79	590																	
נחוות				(מק"ג)	56	420																	
מנגן				(מק"ג)	6.7	50																	
כלור				(מ"ג)	43	320																	
קולין				(מ"ג)	9.4	70																	
טאוריין				(מ"ג)	6.1	46																	
איןוסיטול				(מ"ג)	6.4	48																	
נווקלאוטידים				(מ"ג)	2.5	18.5																	

מידע על אלרגנים

מכיל חלבון חלב, לציטין סוויה.

הוראות הכנה

1 כפית מדידה לכל 60 מ"ל מים.

יש להשתמש במים פושרים שהורתחו מראש לפחות 2 דקות לפחות.

* יש לעקוב אחר הוראות ההכנה המפורטות המופיעות על גבי האריזה.